



Pulsossimetro

ChoiceMMed™



MD300M

Il pulsossimetro MD3000 è uno strumento molto importante e usato comunemente per il controllo dei livelli della saturazione del sangue e dei battiti cardiaci. MD3000 è un dispositivo portatile, compatto, semplice, affidabile e durevole. E' ampiamente utilizzato in cliniche, ospedali e per il primo soccorso.



- ▶ Display ad alta risoluzione, schermo 2.8 TFT, indicazione SpO2, onde pressorie e pulsazioni.
- ▶ Allarme sonoro visibile e regolabile, indicatore batteria scarica
- ▶ Voce e retro illuminazione regolabile.
- ▶ Spegnimento automatico.
- ▶ 127 modalità ID, 72 ore di memorizzazione e analisi dei dati Software MedView per l'analisi dei dati.
- ▶ Il bluetooth, la base per caricare e l' adattatore AC/DC sono opzionali.
- ▶ N.3 batterie alcaline (incluse).
- ▶ Adatto per adulti ed uso pediatrico.

SPECIFICHE TECNICHE

Misurazione Paziente

Adulti e pediatrico

SpO2

Misurazione	70% - 100%
Risoluzione	1%
Accuratezza Misurazione	70% - 100%: +/-3 digit 0% - 69%: no definizione

Battiti

Misurazione	30 - 235bpm
Risoluzione	1 bpm
Accuratezza Misurazione	+/-2 bpm o 2%(la più larga)

Display

Tipo	2.8 color TFT
Parametri	SpO2, PR, battiti
Luminosità	Regolabile 1 - 7 livelli

Allarmi

Allarmi	SpO2, PR, sensore mancante, batteria scarica.
Modi	Allarmi visuali.

Gestione Dati

Metodo di trasmissione	cavo USB
ID impostazione	1 - 127
Registrazione Dati	72 ore

Meccanica

Dimensioni	125 mm(L) *60mm (W) *30mm (H)
Peso	195g (senza batterie)

Alimentazione

Tipo	3 batterie alcaline
Durata batteria	16 ore in continuo
Adattatore ricarica	input voltaggio: AC 100 - 240V



M.S.E.

Medical Shop Equipment s.r.l.
Via F. Turati, 13 - 26900 Lodi
Tel. 0371 1985309 - Fax 0371 67025
P.IVA e C.F.: 06764330962 - REA LO - 1465169